

EIN LEBEN LANG


ORTHOKERATOLOGIE
LINSEN VON FALCO

falco

FALCO ORTHOKERATOLOGIE-LINSEN EIN LEBEN LANG

Falco Linsen bietet die besten Versorgungsmöglichkeiten über alle Lebensabschnitte an. So können Sie als Kontaktlinsenspezialist Ihre Kunden mit Linsen aus einer Hand ein Leben lang und lückenlos betreuen - ohne große Umstellungsbemühungen und -kosten.

So wird Kundenbindung von der Zielvorstellung zur Realität. Mehr über Falco Linsen erfahren Sie auf www.falco-linsen.com



0

7 JAHRE

21 JAHRE

40 JAHRE

90 JAHRE

MYOPIE CONTROL

- Bei juveniler progressiver Myopie bis -8.50 dpt (FOK MC)

EINSTÄRKEN ORTHO-K

- bei Myopie bis -8.50 dpt (FOK)
- bei Hyperopie bis +1.50 dpt (FOK HYP)
- zum Ausgleich von Restastigmatismen von 0.75 bis 1.75 dpt (FOK IT)

MEHRSTÄRKEN ORTHO-K

- bei Presbyopie mit Fernkorrektur bis -8.50 dpt (FOK BIFO)
- Addition frei wählbar

Ab 1.00 dpt Hornhautastigmatismus wird bei allen Ausführungen die rück- und peripherische Landingszone gewählt (FOKX).

ERFORDERLICHE ANGABEN FÜR DIE BERECHNUNG

- Keratometerdaten (Datei)
- Hornhaut-Durchmesser
- Brillenrefraktion (inkl. HSA und Addition)

